

Onderhoud Hoortoestellen AHO 4.0

Oplaadbaar

Elke dag:



1

1. Maak de hoortoestellen rondom schoon met de vochtige doekjes uit de pot. Maak oorstukjes schoon met de vochtige doekjes (goed wrijven in elke kromming, want daar hoopt zich ook huid- en oorsmeer op.)



2

2. Op de achterzijde van het borsteltje zit een haakje. Deze kunt u in het geluidskanaal van het oorstukje plaatsen en zo het oorsmeer verwijderen. Met een draaiende beweging kunt u de vervuiling er uit te trekken



3

3. Borstel met het borsteltje beide openingen aan de bovenzijden van de hoortoestellen (Hier komt het geluid binnen. Huidsmeer en stof kunnen deze openingen verstoppen)

4. Plaats de hoortoestellen in de oplader:
Rechter apparaat (Rood) aan Rechterzijde
Linker apparaat (bLauw) aan Linkerzijde

Voel of de hoortoestellen diep genoeg in de oplader zitten, anders laden ze niet (goed) op.



4

U gaat het volgende op de hoortoestellen zien:

- Geen lichtje, de accu is volledig leeg.
- Rood lichtje; de accu is leeg en moet opgeladen worden.
- Geel lichtje; de accu is ver leeg,
- Groen lichtje; de accu is vol en dus opgeladen.

U laat de klep van de oplader volledig open staan.



5

5. Nu plaatst u de drycap (met de knopjes naar u toe) volledig over de hoortoestellen, zodat de hoortoestellen overdekt zijn. U drukt eenmaal op het linker knopje. De drycap laat nu een blauw ledlampje zien en begint met drogen. Deze slaat vanzelf af. 's Ochtends verwijdert u de drycap en de hoortoestellen zijn opgeladen, schoon en gedroogd. Wanneer u de hoortoestellen uit de oplader wilt verwijderen, moet u de bovenzijde van het hoortoestel richting de klep duwen en deze dan omhoog tillen. Zo komt het toestel los van de contactpunten en voorkomt beschadiging.